

# Agrobacterium tumefaciens

## Electro-Cells LBA4404

### 使用说明书

Takara Code : D9115

#### 包装量

Electro-Cells LBA4404	40 $\mu$ l $\times$ 5 支
Control DNA ( pRI900 , 1 ng/ $\mu$ l )	10 $\mu$ l $\times$ 1 支

保 存 : -80°C

#### 制品说明

根癌农杆菌 ( *Agrobacterium tumefaciens* ) 是一种能诱发植物产生肿瘤的细菌，根癌农杆菌中包含有一个诱导植物产生肿瘤的质粒 ( Tumor inducing plasmid )，简称为 Ti 质粒。野生型农杆菌的 Ti 质粒，含有两个与致瘤有关的区域：一个是 T - DNA 区 ( transferred DNA region )，含致瘤基因；另一个是毒性区 ( Virulence region )，在 T - DNA 的切割、转移与整合过程中起作用。农杆菌通过侵染植物伤口，可将 T-DNA 插入到植物基因组中。因此，农杆菌是一种天然的植物遗传转化体系。将目的基因插入到经过改造的 T-DNA 区，借助农杆菌的感染实现外源基因向植物细胞的转移与整合。  
*Agrobacterium tumefaciens* LBA4404 含有经过改造的 Ti 质粒 pAL4404，其只含有 vir 和 ori 区域，T - DNA 区被删除。利用 LBA4404 进行植物基因转导时，需要与合适的二元载体配合使用，如：pRI909，其含有 T - DNA 区，此区中的致瘤基因被删除，并插入了适当的选择标记和多克隆位点。实验时，将目的基因插入二元载体，将其电转化至 LBA4404 中，重组的 DNA 可以通过 pAL4404 质粒上的 vir 区来感染植物细胞，将外源基因整合到植物细胞的染色体 DNA 上。  
*Agrobacterium tumefaciens* LBA4404 Electro-Cells 可用于介导植物基因的转化，实现外源基因向植物细胞的转移与整合，从而达到植物基因改造的目的。本宿主使用方便，操作简单，适合各种各样的植物细胞感染实验。

细胞浓度 : 1 ~ 2 $\times$ 10<sup>10</sup> Bacteria/ml

#### 质量标准

- 使用 1 ng 的质粒 DNA 进行转化时：  
20  $\mu$ l *E.coli* Electro-Cells LBA4404/ng pRI900 Plasmid  
> 5 $\times$ 10<sup>8</sup> transformants/ $\mu$ g pRI900 Plasmid。
- 40  $\mu$ l 的 *E.coli* Electro-Cells 在含有 100  $\mu$ g/ml Ampicillin 的 L-琼脂平板培养基上过夜培养 40 hr 不产生菌落。

#### 使用方法

##### 质粒 DNA 的转化方法

- Electro-Cell ( 20  $\mu$ l ) 使用前在冰中融化。
- 在融化的 Electro-Cell 中加入 1 ~ 2  $\mu$ l DNA 溶液 ( 当 DNA 溶液中有盐存在时用乙醇沉淀脱盐 )。
- 将 Electro-Cell 及 DNA 混合液注入到冰中预冷的 0.1 cm 冲击槽内 ( Cuvette )。
- 2.5 KV 电压冲击后，迅速置于冰中冷却，加入 1 ml SOC 培养基。
- 30°C 振荡培养 1 小时 ( 100 rpm )。
- 取适量涂布琼脂平板培养基。
- 30°C 40 小时培养。

#### 注意事项

- 一定要用干冰运输。
- 不立即使用的感受态细胞请在 -80°C 下保存 ( 融化后的感受态细胞不能再冻结保存 )。
- 导入分子量较大的 DNA 时，转化效率稍低。
- 使用 SOC 培养基的地方也可使用 LB 培养基，但转化效率会有所下降。
- 包装中附有 1 ng/ $\mu$ l 的 pRI900 DNA，供作对照实验使用。
- 20  $\mu$ l 的电转化细胞中，转化的质粒 DNA 量不能超过 10 ng，否则效率会下降。

#### 备 注

SOC 培养基的组成	
2%	Bacto tryptone
0.5%	Bacto yeast extract
10 mM	NaCl
2.5 mM	KCl
10 mM	MgSO <sub>4</sub>
10 mM	MgCl <sub>2</sub>
20 mM	Glucose